

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aars/Aars1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P49588

Número do item: CM0015108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a alanil-tRNA sintetase humana (AARS/AARS1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo as formas nuclear e citoplasmática; útil para estudos de lactilação de proteínas e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AARS pAb de coelho
Observações/alias	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
Espécie	Humana
ID do gene	16
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P49588
Peso da proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo