


Anticorpo Policlonal Anti-Aatf Para Wb, Elisa - Q9Ny61

Número do item: CM0025540



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AATF (Che-1/DED), validado para Western blotting e ELISA. Reage com humano e rato. O AATF é uma proteína nucleolar envolvida na biogênese de ribossomos e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AATF Rabbit pAb
Observações/Apelido	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26574
ID do Gene	26574
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 7-100 do AATF humano (NP_036270.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NY61
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo