


Anticorpo Policlonais Anti-Abca1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95477

Número do item: CM0022051



introdução

O ABCA1 Rabbit pAb detecta o ABCA1 humano (TGD, ABC1, CERP) com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos de efluxo de colesterol e formação de HDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	19
ID do Gene	19
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1170-1350 do ABCA1 humano (NP_005493.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O95477
Peso da Proteína	254 kDa
Envio	Bolsa de gelo