

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Abca1 Para Wb, Elisa - 095477

Número do item: CM0012628



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho ABCA1 validado para Western blotting (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Tem como alvo a ATPase transportadora de fosfolipídios ABCA1, um regulador chave do efluxo de colesterol e formação de HDL, tornando-o adequado para pesquisa de metabolismo lipídico e aterosclerose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	19
GeneID	19
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1170-1350 do ABCA1 humano (NP_005493.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095477
Peso da Proteína	254kDa
Envio	Saco de gelo