

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Abca1 Para Wb, Elisa - O95477

Número do item: CM0007168



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ABCA1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta ABCA1 endógeno (254 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo lipídico e HDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ABCA1
Observações/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	19
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1170-1350 do ABCA1 humano (NP_005493.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O95477
Peso da proteína	254 kDa
Envio	Bolsa de gelo