


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abca1 - 095477

Número do item: CM0025277



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ABCA1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de efluxo de colesterol e HDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	19
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1870-2120 do ABCA1 humano (NP_005493.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	095477
Peso da Proteína	254 kDa
Envio	Saco de gelo