

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abca12 Para If/Icc, Elisa - Q86Uk0

Número do item: CM0021634

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ABCA12 de alta qualidade validado para imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Tem como alvo o transportador de glucosilceramida ABCA12, essencial para a formação das lamelas lipídicas epidérmicas e função de barreira da pele. Ideal para pesquisa em dermatologia, transporte lipídico e ictiose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ABCA12
Observações/Apelido	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26154
ID do Gene	26154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2456-2595 do ABCA12 humano (NP_775099.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q86UK0
Peso Proteico	293kDa
Remessa	Saco de gelo