

Anti-Abca2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Bzc7

Número do item: CM0024636

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ABCA2 humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. ABCA2 é um transportador de lipídios envolvido na homeostase do colesterol e na formação de mielina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ABC2; IDPOGSA; ABCA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	20
ID do Gene	20
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-350 do ABCA2 humano (NP_001597.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZC7
Peso da Proteína	270kDa
Envio	Saco com gelo