

Anticorpo Policlonico Anti-Abca4 De Coelho Para Wb, Elisa - P78363

Número do item: CM0012846



introdução

ABCA4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Ele tem como alvo o transportador ABC específico da retina ABCA4, essencial para a eliminação de retinoides nos fotorreceptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCA4 Rabbit pAb
Observações/Alias	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	24
GeneID	24
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-300 da ABCA4 humana (NP_000341.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78363
Peso Proteico	256kDa
Envio	Bolsa de gelo