

Anticorpo Policlonal Anti-Abca7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy2

Número do item: CM0023778



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ABCA7 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Transportador de fosfolipídios implicado na doença de Alzheimer e homeostase lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCA7 Coelho pAb
Observações/Apelido	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10347
ID do Gene	10347
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2010-2146 do ABCA7 humano (NP_061985.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8IZY2
Peso Proteico	234kDa
Envio	Saco de gelo