

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abca8A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8K442

Número do item: CM0021678

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ABCA8A de camundongo, adequado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Útil para estudos de efluxo de colesterol e regulação de HDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ABCA8A
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Camundongo)	217258
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 690-828 do ABCA8A de camundongo (NP_694785.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8K442
Peso Proteico	184kDa
Transporte	Saco de Gelo