


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abcb11 Para If/Icc E Elisa - 095342

Número do item: CM0018732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ABCB11 humano (BSEP), validado para IF/ICC, ELISA. Detecta camundongo e rato. Ideal para pesquisa da bomba de exportação de sais biliares, estudos de transporte hepático e investigação de colestase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCB11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8647
GeneID	8647
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1050-1150 do ABCB11 humano (NP_003733.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	095342
Peso Proteico	146kDa
Envio	Saco de Gelo