


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abcb11 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95342

Número do item: CM0027707



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ABCB11 (BSEP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de transporte de sais biliares e colestase intra-hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCB11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8647
ID do Gene	8647
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1050-1150 do ABCB11 humano (NP_003733.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95342
Peso Molecular da Proteína	146kDa
Envio	Em bolsa de gelo