

Anticorpo Policlonais Anti-Abcb4 Para Wb, Elisa - P21439

Número do item: CM0030829



introdução

Anticorpo policlonal anti-ABCB4 de alta qualidade validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com ABCB4 humano e murino, uma floppase de fosfolipídios fundamental para a secreção biliar de lipídios. Ideal para pesquisa em doenças hepatobiliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCB4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5244
GeneID	5244
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do ABCB4 humano (NP_061337.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21439
Peso Proteico	142kDa
Envio	Bolsa de gelo