


Anti-Abcb7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75027

Número do item: CM0015236



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ABCB7 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte de clusters de ferro-enxere mitocondriais e biossíntese de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCB7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ABCB7; ASAT; Atm1p; EST140535; ABCB7
Espécie	Humano
ID do Gene	22
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 503-753 do ABCB7 humano (NP_004290.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75027
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo