

Anti-Abcb8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

Número do item: CM0030529



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ABCB8 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a subunidade de ligação de ATP do canal de potássio mitocondrial envolvida no transporte de ferro e na função cardíaca. Reage cruzadamente com camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCB8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MABC1; M-ABC1; MITOSUR; EST328128; ABCB8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11194
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 469-718 do ABCB8 humano (NP_009119.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Humano, Camundongo, Rato	
SWISS	Q9NUT2
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo