

Anticorpo Policlonal De Anti-Abcc5 De Coelho Para Wb, Elisa - O15440

Número do item: CM0025210



introdução

pAb de ABCC5 de Coelho validado para WB, ELISA. Detecta ABCC5 (MRP5) humano, de rato e de camundongo. Imunogênio recombinante (aa 1-179). Para pesquisa de transporte e resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de ABCC5 de Coelho
Observações/Apelido	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145; ABCC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10057
GeneID	10057
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 do ABCC5 humano (NP_005679.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15440
Peso da Proteína	161kDa
Envio	Saco de gelo