

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abcc5/Mrp5 Para If-P E Elisa - O15440

Número do item: CM0025839



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ABCC5/MRP5 humano, validado para aplicações de IF-P e ELISA. O MRP5 é um transportador dependente de ATP implicado na resistência a medicamentos e efluxo de metabólitos. Adequado para pesquisas em oncologia e farmacologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ABCC5/MRP5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
Espécie	Humano
GeneID	10057
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1101-1200 do ABCC5/MRP5 humano (NP_005679.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15440
Peso Proteico	161kDa
Envio	Saco de gelo