

Anti-Abcc6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 095255

Número do item: CM0027206



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ABCC6 humano, adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar transportadores ABC, resistência a medicamentos e pseudoxantoma elástico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCC6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GACI2; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	368
GeneID	368
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 830-940 do ABCC6 humano (NP_001162.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	095255
Peso da Proteína	165kDa
Envio	Saco com gelo