


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Abcd1 / Ald Para Wb, Elisa - P33897

Número do item: CM0007568



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ABCD1/ALDP (aminoácidos 650-745). Adequado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. ABCD1 é um transportador VLCFA dependente de ATP, crítico para o metabolismo peroxissomal de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCD1 / ALD mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	215
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 650-745 do ABCD1 / ALD humano (NP_000024.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P33897
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo