


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abcd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P33897

Número do item: CM0013027



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ABCD1 humano (ALDP), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta ABCD1 humano e de camundongo; adequado para pesquisas sobre transporte peroxissomal e adrenoleucodistrofia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | ABCD1 pAb de Coelho                                                                                                                                 |
| Observações/Apelidos | ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1                                                                                                                        |
| Espécie              | Humana                                                                                                                                              |
| ID do Gene (Humano)  | 215                                                                                                                                                 |
| ID do Gene           | 215                                                                                                                                                 |
| Imunógeno            | Proteína recombinante   Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-500 do ABCD1 humano (NP_000024.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Humana, Camundongo                                                                                                                                  |
| SWISS                | P33897                                                                                                                                              |
| Peso da Proteína     | 83 kDa                                                                                                                                              |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                       |