


Anticorpo Policloanal De Coelho Anti-Abce1 Para Wb E Elisa - P61221

Número do item: CM0025758



introdução

O Anticorpo Policloanal de Coelho ABCE1 (P61221) detecta ABCE1 humano e murino, um fator de reciclagem de ribossomos e inibidor da RNase L. Adequado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para estudos de tradução, vigilância de mRNA e vias antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCE1 Rabbit pAb
Observações/Alíase	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6059
ID do Gene	6059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-599 da ABCE1 humana (NP_002931.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61221
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo