


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Abcf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne71

Número do item: CM0003418



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ABCF1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo o ABCF1/ABC50 humano, um fator de iniciação da tradução e proteína de cassete de ligação de ATP. Ideal para aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho ABCF1
Observações/Apelido	ABC27; ABC50; ABCF1
Espécie	Humano
ID do Gene	23
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 746-845 do ABCF1 humano (Q8NE71).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NE71
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo