

Anticorpo Policlo Anti-Abcf2 Para Wb - Q9Ug63

Número do item: CM0030313

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ABCF2 (SWISS: Q9UG63), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de transportadores ABC e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10061
GeneID	10061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ABCF2 humano (NP_005683.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UG63
Peso Proteico	71kDa
Envio	Bolsa de gelo