

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Abcg1 Para Wb, Elisa - P45844

Número do item: CM0003002



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ABCG1 validado para WB e ELISA, reconhecendo ABCG1 humano, de rato e de camundongo. Projetado para estudos de efluxo de colesterol e transporte lipídico em macrófagos e outros tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCG1 Ac. Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	ABC8; WHITE1; ABCG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9619
GeneID	9619
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45844
Peso Proteico	76kDa
Envio	Saco de Gelo