

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Abcg1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45844

Número do item: CM0030897



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao ABCG1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA. Detecta ABCG1 em amostras humanas, de camundongo e rato, útil para estudos de efluxo de colesterol/fosfolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCG1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ABC8; WHITE1; ABCG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9619
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 6-120 do ABCG1 humano (NP_004906.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45844
Peso Proteico	76kDa
Envio	Bolsa de gelo