


Anticorpo Policlonal Anti-Abcg2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Unq0

Número do item: CM0029398



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho direcionado à ABCG2 humana (BCRP), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Este transportador multidroga de 72 kDa desempenha um papel fundamental na resistência a medicamentos e no efluxo de metabólitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCG2 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9429
ID do Gene	9429
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da ABCG2 humana (NP_004818.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNQ0
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Bolsa de gelo