


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abcg8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H221

Número do item: CM0019794



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ABCG8 validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano e Rato. Tem como alvo a esterolina-2, um transportador de esteróis chave envolvido na absorção de colesterol dietético e excreção biliar. Adequado para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCG8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64241
ID do Gene	64241
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 do ABCG8 humano (NP_071882.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H221
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo