

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abf3 (Arabidopsis Thaliana) - Wb, Elisa - Abf3

Número do item: CM0023729

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ABF3 de Arabidopsis thaliana (fator de ligação a elementos responsivos ao ácido abscísico 3). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. O imunogênio recombinante cobre os aminoácidos 260-360. Ideal para pesquisa de sinalização de estresse em plantas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABF3 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	fator de ligação a elementos responsivos ao ácido abscísico 3; AtABF3; FATOR DE LIGAÇÃO AO PROMOTOR DC3 5; DPBF5; F17I5.200; ABF3
Espécie	Arabidopsis thaliana
ID do Gene	829547
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 260-360 de ABF3 de Arabidopsis thaliana (NP_567949.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
Envio	Saco de gelo