

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abhd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tb40

Número do item: CM0018988

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ABHD4 (proteína 4 contendo domínio hidrolase alfa/beta) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de N-acilfosfatidiletanolamina lipase e biossíntese de endocanabinoides.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ABHD4 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Alias   | ABH4; ABHD4                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 63874                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 223-342 da ABHD4 humana (NP_071343.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonal                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q8TB40                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |