

Anticorpo Monoclonal Anti-Abhd5 Para Wb, Elisa - Q8Wts1

Número do item: CM0009157

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra ABHD5 humano (CGI-58), adequado para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Útil para investigar a biologia das gotículas lipídicas, a biossíntese do ácido fosfatídico e o metabolismo dos triacilgliceróis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABHD5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51099
GeneID	51099
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 de ABHD5 humano (Q8WTS1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8WTS1
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo