

Mab Anti-Abhd6 De Coelho Para Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

Número do item: CM0011305

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante anti-Abhd6 de coelho validado para KO para WB, IF-F, IHC-P, ELISA. Detecta ABHD6 em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo lipídico e sinalização endocanabinoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] mAb anti-Abhd6 de coelho
Observações/Apelidos	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	57406
ID do Gene	66082
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 119-315 de Abhd6 de camundongo (NP_001317993.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8R2Y0
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo