


Anticorpo Policlonal Anti-Abi1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izp0

Número do item: CM0021121



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade, direcionado ao ABI1 humano (Abi-1, E3B1) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta ABI1 endógeno em amostras de humano, camundongo e rato — adequado para estudos sobre sinalização celular, dinâmica do citoesqueleto e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10006
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-230 do ABI1 humano (NP_001012770)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IZP0
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo