

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abi4 Para Wb E Elisa - A0Mes8

Número do item: CM0019171

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ABI4 de Arabidopsis thaliana, um fator de transcrição responsivo ao etileno envolvido na sinalização de ABA, respostas ao estresse e desenvolvimento. Validado para WB e ELISA, ideal para pesquisa em biologia vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABI4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATABI4; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID (humano)	64116
GeneID	818614
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ABI4 de Arabidopsis thaliana (NP_181551.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	A0MES8
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo