


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Abl2 Para Wb, Elisa - P42684

Número do item: CM0002145



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o ABL2 humano (ARG) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Validado para pesquisa de remodelação do citoesqueleto e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABL2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ARG; ABLL; ABL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27
GeneID	27
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do ABL2 humano (P42684).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P42684
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo