

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ablim2 Para Wb, Elisa - Q6H8Q1

Número do item: CM0021795



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ABLIM2 de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de músculo esquelético e detecção da proteína 2 de ligação à actina LIM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABLIM2 pAb Coelho
Observações/Apelido	ABLIM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84448
GeneID	84448
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6H8Q1
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo