


Anticorpo Policlonal Anti-Ablim3 Para Wb E Elisa - 094929

Número do item: CM0020395



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ABLIM3 humano, uma proteína de andaime LIM de ligação à actina. Aplicações: WB, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa cardíaca e cerebral. Oferecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABLIM3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HMFN1661; ABLIM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22885
ID do Gene	22885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-520 do ABLIM3 humano (NP_001287957.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O94929
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco com gelo