

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Abr Para Wb E Elisa - Q12979

Número do item: CM0022161

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o ABR humano (proteína relacionada à região de agrupamento de pontos de quebra ativa). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de GTPases e estudos neuronais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ABR Rabbit pAb
Observações/alias	MDB; ABR
Espécie	Humano
GeneID	29
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200 e o C-terminal do ABR humano (NP_001243776.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q12979
Peso da proteína	98 kDa
Envio	Bolsa de gelo