

Anticorpo Policlonar Coelho Anti-Abtb1 Para Wb, Elisa - Q969K4

Número do item: CM0024472

introdução

Anticorpo Policlonar Coelho Anti-ABTB1 de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Útil para o estudo da via de sinalização supressora de crescimento de PTEN e processos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABTB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80325
GeneID	80325
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da ABTB1 humana (NP_742024.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q969K4
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo