

Anticorpo Policlonal Anti-Acaa1 Para Wb, Elisa - P09110

Número do item: CM0022197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACAA1 humano (3-cetoacil-CoA tiolase), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para o estudo da beta-oxidação de ácidos graxos peroxissomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30
GeneID	30
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 210-310 do ACAA1 humano (NP_001598.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P09110
Peso Proteico	44kDa
Envio	