

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Acaa1 Para Wb, Elisa - P09110

Número do item: CM0026955



introdução

ACAA1 Rabbit pAb, validado para WB e ELISA, tem como alvo a 3-cetoacil-CoA tiolase peroxissômica em humanos e ratos. Ideal para estudos de metabolismo de ácidos graxos e beta-oxidação peroxissômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAA1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Espécie	Humano
GeneID	30
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-300 da ACAA1 humana (NP_001598.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09110
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo