


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acaa2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42765

Número do item: CM0002187



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ACAA2 humano (3-cetoacil-CoA tiolase). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de ácidos graxos e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAA2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DSAEC; ACAA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10449
ID do Gene	10449
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 298-397 do ACAA2 humano (P42765).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42765
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo