


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acaa2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42765

Número do item: CM0021020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACAA2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de beta-oxidação mitocondrial e metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DSAEC; ACAA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10449
GeneID	10449
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ACAA2 humano (NP_006102.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42765
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo