


Anticorpo Policlonal Anti-Acac1/Acc1 Para Ihc-P E Elisa - Q13085

Número do item: CM0022721



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACAC1 (ACC1) humano, validado para IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa em biossíntese de ácidos graxos e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	31
ID do Gene	31
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-75 do ACAC1 humano (NP_942133.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13085
Peso da Proteína	266kDa
Envio	Bolsa de gelo