

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acad11 Para Wb E Elisa - Q709F0

Número do item: CM0013012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ACAD11 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de ~87 kDa envolvida na beta-oxidação de ácidos graxos no SNC. Adequado para pesquisa metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ACAD11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACAD-11; ACAD11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do ACAD11 humano (NP_115545.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q709F0
Peso da Proteína	87kDa

Envio