

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Acad8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uku7

Número do item: CM0004728

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ACAD8 humano (desidrogenase isobutiril-CoA). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudo do catabolismo da valina e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAD8 mAb Coelho
Observações/Apelido	IBDH; ARC42; ACAD-8
Espécie	Humano
GeneID	27034
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-415 do ACAD8 humano (NP_055199.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKU7
Peso Proteico	45kDa
Transporte	Saco de Gelo