


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acadl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28330

Número do item: CM0016571



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACADL humano (LCAD). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo, rato. Ideal para pesquisa de oxidação de ácidos graxos mitocondriais. Imunógeno: proteína de fusão recombinante cobrindo aminoácidos 31-210.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACADL pAb de Coelho
Observações/Apelido	LCAD; ACAD4; ACADL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	33
GeneID	33
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-210 do ACADL humano (NP_001599.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28330
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo