

Anti-Acadm (Mcad) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P11310

Número do item: CM0018780



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra ACADM humano (MCADH), produzido contra a proteína recombinante ACADM. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a oxidação de ácidos graxos e distúrbios mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACADM Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCAD, ACAD1, MCADH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	34
GeneID	34
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ACADM humano (NP_000007.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11310
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo