

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acadm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

Número do item: CM0009980



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína ACADM (MCAD) humana para pesquisas sobre a beta-oxidação mitocondrial de ácidos graxos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. 47 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-ACADM
Observações/Alíás	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	34
ID do Gene	34
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P11310
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo