


Anticorpo Policlonal Anti-Acads Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Número do item: CM0015136



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o ACADS humano (acil-CoA desidrogenase de cadeia curta) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de beta-oxidação mitocondrial de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACADS Coelho pAb
Observações/Apelido	SCAD; ACAD3; ACADS
Espécie	Humano
ID do Gene	35
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do ACADS humano (NP_000008.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16219
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Em saco de gelo